









# Tube Match – Was paßt wo hinein? S-Monovetten® von Sarstedt

Die S-Monovette® ist ein geschlossenes Blutentnahmesystem von Sarstedt, Nümbrecht (Tel. 0130/833050, Fax /833355).

Sie ist für unterschiedliche Volumina in den in der Tabelle aufgeführten Abmessungen erhältlich. Die Angaben beziehen sich auf die Gefäße ohne Verschluß. Aus der Aufstellung geht hervor, mit welcher Zentrifuge und welchem Zubehör von Heraeus die S-Monovetten® zentrifugiert werden können.



|                          |                        |                 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|-------------------|
| Abmessungen (mm)         |                        |                 |                  | 92 x 16,5   | 92 x 15,3   | 75 x 15,3   | 90 x 13  | 65 x 13   | 92 x 11,5   | 66 x 11,5   | 66 x 8,5  |                   |
| Zentrifuge               | Rotor Typ <sup>5</sup> | Rotor Best. Nr. | Becher Best. Nr. | Adapter Best. Nr.   | Adapter Best. Nr.   | Adapter Best. Nr.   | Adapter Best. Nr.  | Adapter Best. Nr.   | Adapter Best. Nr.   | Adapter Best. Nr.   | Adapter Best. Nr.   |                   |
| Labofuge 200             | FW                     | 3760            | –                | 3762 <sup>4</sup>   | 3762  | –   | –  | 3761  | 3761  | 3761  | 3761  |                   |
| Labofuge 400/400 R/400 e | AS                     | 8179            | 8172             | 8185  | 8185  | 8185 <sup>1</sup>   | 8188   | 8188 <sup>2</sup>   | 8189  | 8188 <sup>1</sup>   | 8189 <sup>1</sup>   |                   |
|                          | FW                     | 8178            | –                | –   | –   | –   | + <sup>3</sup>   | –   | 3053  | –   | –   |                   |
| Biofuge primo            | AS                     | 7591            | 7596             | 7544  | 7544  | 7544  | 7545   | 7546  | 7545  | 7546  | 7545  |                   |
| Biofuge stratos          | AS                     | 307             | 8172             | 8185  | 8185  | 8185 <sup>1</sup>   | 8188   | 8188 <sup>2</sup>   | 8189  | 8188 <sup>1</sup>   | 8189 <sup>1</sup>   |                   |
| Biofuge 22 R/28 RS       | FW                     | 3747            | –                | –   | –   | –   | + <sup>3</sup>   | –   | 3053  | –   | –   |                   |
| Megafuge 1.0/1.0 R       | AS                     | 2704            | 2252             | 5327  | 5327  | 5327 <sup>1</sup>   | 5330   | 5330 <sup>2</sup>   | 5321  | 5330 <sup>1</sup>   | 5321 <sup>1</sup>   |                   |
|                          |                        |                 | 8030             | 5327  | 5327  | 5327 <sup>1</sup>   | 5330   | 5330 <sup>2</sup>   | 5321  | 5330 <sup>1</sup>   | 5321 <sup>1</sup>   |                   |
|                          |                        |                 | 7570             | 7572  | 7572  | 7572 <sup>1</sup>   | 7579   | 7579 <sup>2</sup>   | 7571  | 7579 <sup>1</sup>   | 7571 <sup>1</sup>   |                   |
|                          | TR                     | 3360            | –                | 5327 <sup>4</sup>   | 5327 <sup>4</sup>   | 5327 <sup>1</sup>   | 5330   | 5330 <sup>2</sup>   | 5321 <sup>4</sup>   | 5330 <sup>1</sup>   | 5321 <sup>1</sup>   |                   |
| Megafuge 2.0/2.0 R       | AS                     | 8155            | 8160             | 8136  | 8136  | 8136 <sup>1</sup>   | 8134   | 8134 <sup>2</sup>   | 8133  | 8134 <sup>1</sup>   | 8133 <sup>1</sup>   |                   |
|                          |                        |                 | –                | 5327 <sup>4</sup>   | 5327 <sup>4</sup>   | 5327 <sup>1</sup>   | 5330   | 5330 <sup>2</sup>   | 5321 <sup>4</sup>   | 5330 <sup>1</sup>   | 5321 <sup>1</sup>   |                   |
| Megafuge 3.0 R           | AS                     | 8074            | 8078             | 5327  | 5327  | 5327 <sup>1</sup>   | 5330   | 5330 <sup>2</sup>   | 5321  | 5330 <sup>1</sup>   | 5321 <sup>1</sup>   |                   |
|                          |                        |                 | –                | 8080  | 8136  | 8136  | 8136 <sup>1</sup>  | 8134  | 8134 <sup>2</sup>   | 8133  | 8134 <sup>1</sup>   | 8133 <sup>1</sup> |
| Varifuge 3.0/3.0 R       | TR                     | 5315            | –                | 5327 <sup>4</sup>   | 5327 <sup>4</sup>   | 5327 <sup>1</sup>   | 5330   | 5330 <sup>2</sup>   | 5321 <sup>4</sup>   | 5330 <sup>1</sup>   | 5321 <sup>1</sup>   |                   |
|                          |                        |                 | –                | –   | –   | –   | –  | –   | –   | –   | –   | –                 |
| Cryofuge 8500i/6000i     | WK                     | 6606            | 8165             | 8136  | 8136  | 8136 <sup>1</sup>   | 8134   | 8134 <sup>2</sup>   | 8133  | 8134 <sup>1</sup>   | 8133 <sup>1</sup>   |                   |
| Suprafuge 22             | AS                     | 5148            | 2251             | 5327  | 5327  | 5327 <sup>1</sup>   | 5330   | 5330 <sup>2</sup>   | 5321  | 5330 <sup>1</sup>   | 5321 <sup>1</sup>   |                   |
|                          |                        |                 | –                | 2252  | 5327  | 5327  | 5327 <sup>1</sup>  | 5330  | 5330 <sup>2</sup>   | 5321  | 5330 <sup>1</sup>   | 5321 <sup>1</sup> |
|                          |                        |                 | –                | 2353  | 5347  | 5347  | 5347   | –   | –   | 5349  | 5349  | –                 |

<sup>1</sup> Eine Lochplatte durch Abstandsrollchen (Best. Nr. 75005253) ersetzen  
<sup>2</sup> Zwei Lochplatten durch Abstandsrollchen (Best. Nr. 75005253) ersetzen  
<sup>3</sup> +: Kein Adapter notwendig

<sup>4</sup> Nicht alle zur Verfügung stehenden Plätze können belegt werden  
<sup>5</sup> Rotor-Typ: FW = Festwinkelrotor AS = Ausschwingrotor  
 WK = Windkesselrotor TR = Tragringsrotor

## Ihr Kontakt in Deutschland – Berlin, Düsseldorf, Gera, Hamburg, Hanau, München, Stuttgart

**Vertrieb** Kendro Laboratory Products GmbH · Tel. 01805-536 376 · Fax 01805-112 114 · info@kendro.de  
**Service** Kendro Laboratory Products GmbH · Tel. 01805-112 110 · Fax 01805-112 114 · info@kendro.de

**Asien Pazifik** Kendro Laboratory Products (H.K.) Limited · Hong Kong · Tel. +852 2711-3910 · Fax +852 2711-3858 · info@kendro.com

### Australien, Neuseeland

Kendro Laboratory Products Pty. Ltd. · Lane Cove DC · NSW 2066 · Tel. +61 (2) 9936 1540 · Fax. +61 (2) 9427 9765 · info@kendro.com.au

### Europa, Naher Osten und Afrika

Kendro Laboratory Products International Sales · Hanau · Tel. +49 (6181) 35-300 · Fax +49 (6181) 35 59 44 · info@kendro.de

### USA, Kanada, Lateinamerika

Kendro Laboratory Products International Sales · Newtown · Tel. +1 (203) 270-2080 · Fax +1 (203) 270-2210 · info@kendro.com

**Internet** <http://www.kendro.de>



Quality Products – Lifetime Care

