

## HERAEUS® HERAFREEZE® –80 °C TISCHKÜHLGERÄT

### Ideal für kleine Lagerkapazitäten

Die Heraeus® HERAFreeze® HFC185 BASIC™ Tischkühltruhe von Kendro Laboratory Products mit einer Lagerkapazität von 28 Litern ist die perfekte Lösung für die Ultra-Tiefemperatur-Lagerung geringer Mengen direkt im Labor.

#### Allgemeine Geräteeigenschaften

- Temperaturbereich: –50 °C bis –80 °C
- 28 Liter Lagerkapazität
- Akustischer Übertemperatur-Alarm
- Anschluss für externe Alarm-Überwachung
- Schlüsselschalter
- Digitale Temperaturanzeige mit einer Genauigkeit von 1 °C



#### Gerätekonstruktion

- FCKW-freier Polyurethan-Ortschaum schützt Ihre Proben sicher vor hoher Umgebungstemperatur
- Das gesamte Gehäuse besteht aus Stahlblech und ist für eine leichte Reinigung mit einer kratzfesten Epoxidharz-Lackierung versehen
- Stabiler, abschließbarer Deckel mit Gegengewicht

## OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Alarmsystem	Bestell-Nr.
Alarmverzögerungs-Modul	AVL6903

Temperaturschreiber	Bestell-Nr.
Temperaturschreiber (eingebaut, werksseitig installiert)	AVL6283-6
Temperaturschreiber (freistehend, kundenseitig zu installieren)	AVL6383-6
Schreiberpapier	
Temperaturbereich: +50 °C bis –115 °C	AVL6185

Weitere Inventarkomponenten, einschließlich Gestelle und Boxen, können einzeln bestellt werden.



Temperaturschreiber (freistehend).

# TECHNISCHE DATEN

Modell	Spannung	Stromaufnahme/ Absicherung (A)	Volumen (Liter)	Innenabmessungen H x T x B (mm)	Außenabmessungen H x T* x B (mm)	Versand- gewicht (kg)	Bestell-Nr.
HFC185 BASIC™	230V 50Hz 1φ	8,0/15	28	245 x 305 x 387	508 x 640 x 781	147	HFC185BASIC-V

\* zzgl. vorgeschriebener Wandabstand

## Ihr Partner

### Ihr Kontakt in Deutschland

#### Vertrieb Service

Kendro Laboratory Products GmbH · Tel. 01805-536 376 · Fax 01805-112 114 · info@kendro.de  
Kendro Laboratory Products GmbH · Tel. 01805-112 110 · Fax 01805-112 114 · info@kendro.de

#### Österreich Schweiz

Kendro Laboratory Products GmbH · Wien · Tel. +43 (0) 1-801 40 0 · Fax +43 (0) 1-801 40 40 · office@kendro.at  
Kendro Laboratory Products AG · Zürich · Tel. +41 (0) 1-454 12 12 · Fax +41 (0) 1-454 12 99 · kendro-ag@swissonline.ch  
Kendro Laboratory Products SA · Carouge (Genf) · Tel. +41 (0) 22-343 21 67 · Fax +41 (0) 22-342 38 31 · kendro-sa@swissonline.ch

#### Dänemark Frankreich

Axeb AB · Albertslund · Tel. +45 (0) 43-6246 47 · Fax +45 (0) 43-6246 41 · info@axeb.dk  
Kendro Laboratory Products SAS · Courtaboeuf cedex · Tel. +33 (0) 1-69 18 77 77 · Fax +33 (0) 1-60 92 00 34 · info@kendro.fr

#### Großbritannien/ Irland

Kendro Laboratory Products PLC · Bishop's Stortford · Herts · Tel. +44 (0) 1279-827 700 · Fax +44 (0) 1279-827 750 · kendro@kendro.co.uk

#### Italien

AHSI S.p.A. · Cornate D'Adda · Tel. +39 039-68 27 1 · Fax +39 039-68 27 500 · info@ahsi.it

#### Polen

Kendro Spółka z.o.o. · Warszawa · Tel. +48 (0) 22-663 43 23 · Fax +48 (0) 22-663 43 25 · kendro.warszawa@kendro.com.pl

#### Portugal

Heraeus S.A. · Massamá · Tel. +351 (0) 214-387 630 · Fax +351 (0) 214-387 636 · heraeus@mail.telepac.pt

#### Schweden

Axeb AB · Sollentuna · Tel. +46 (0) 8-585 777 50 · Fax +46 (0) 8-623 15 45 · info@axeb.se

#### Spanien

Heraeus S.A. · Madrid · Tel. +34 (0) 91-358 19 96 · Fax +34 (0) 91-358 20 67 · laboratorio@heraeus.es

### Internationale Kontakte in

#### Asien Pazifik

Kendro Laboratory Products (H.K.) Limited · Hong Kong · Tel. +852 2711 3910 · Fax +852 2711 3858 · info@kendro.com

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Kendro Laboratory Products International Sales · Hanau · Deutschland · Tel. +49 (0) 1805-536 376 · Fax +49 (0) 1805-112 114 · info@kendro.de

#### Lateinamerika

Kendro Laboratory Products International Sales · Newtown, CT · USA · Tel. +1 203-270 2080 · Fax +1 203-270 2210 · info@kendro.com

#### Nordamerika

Kendro Laboratory Products · Newtown, CT · USA · Tel. +1 800-522 7746 · Fax +1 203-270 2166 · info@kendro.com

#### Internet

http://www.kendro.de