

Edelstahlhalter für Filtertiegel

Absaugbrücke für Vakuumfiltration in der Rückstandsanalyse.
 Die Absaugbrücke ist mit 5 Edelstahlaufsätzen bestückt. Über einen Konus können 30 ml Glasfildertiegel adaptiert werden. Jeder Aufsatz kann durch einen separaten Hahn bedient werden.
 Als Vakuumschluß dient eine Schlaucholive.
 Das Absaugrohr kann zur Reinigung geöffnet werden.

Material: Edelstahl
 Länge: ca. 400 mm



Als möglichen Waste Behälter können Sie verwenden:

127042073
 Woulff'sche Flasche 5000 ml, inkl. Manom.
 Flaschen-Form mit Kunststoff-Überzug



Notwendiges Zubehör:

Kennzeichnung	Porosität	Volumen	Platten-Ø	Best.-Nr.	St.	VE
		ml	mm			
1D	1	30	30	112585121	1-9	10
1D	2	30	30	112585122	1-9	10
1D	3	30	30	112585123	1-9	10
1D	4	30	30	112585124	1-9	10
1D	5	30	30	112585125	1-9	10

112920126
 Gummimanschette, A.D 41 mm
 für Filtertiegel Kennz. 1D

273440715
 Vakuum-Schlauch, I.x.A.D 7x15 mm
 rot, glatt/Naturkautschuk (Preis/Meter)

