



Abbildung SON03205
Inkubationsbad mit 2 Rührstellen und zwei Thermostaten

Art. SON03205

Großwasserbad / Inkubationsbad

für 2 Schott Flaschen bis 10 Liter.

Die Rührstellen sind in einem höhenverstellbaren Rack integriert, um das Wasserbad für verschiedenen Flaschengrößen nutzen zu können.

Temperaturbereich RT +5 °C - 70 °C

Genauigkeit +/-0,5 °C

Material PP

Deckel aus Plexiglas mit runden Öffnungen für Flaschenhals.

2 Magnetrührstellen integriert

100-1000 UPM bei einer Leistung von 20 W pro Rührstelle,

Rührvolumen bis 10 Liter

Getrenntes Steuergerät für jeden Rührantrieb

Einhängethermostat

Heizung 1* 2000 W



Einfache Bedienung mit Drehgeber und Digitalanzeige, Easy Control, Klartext, menügesteuert, Sollwertbegrenzung, optischer und akustischer Alarm, Netzausfallautomatik programmierbar. Komfortable Bedienung durch graphische, 4-zeilige LCD-Anzeige.


Starke Druckpumpe aus Kunststoff. Benetzte Teile aus Edelstahl oder hochwiderstandsfähigem Kunststoff. Einstellbarer Übertemperaturschutz nach DIN 12876.

Wir fertigen Wasserbäder in Ausführung und Größe nach Kundenwunsch. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein entsprechendes Angebot. Bitte fragen Sie an.



Höhenverstellbar:

Gut zu erkennen, die Höhenverstellbarkeit des Racks, für verschiedene Flaschengrößen.



Option:

2 getrennte Thermostate Redundante Systeme mit getrennter Steuerung.
Bei Ausfall einer Heizung kann das Bad auch von nur einer Heizung temperiert werden.



Option:

Anschlüsse für Ab und Zulaufventil
PP, Nennmaß 20 mm, mit 3/4 Zoll Anschluss.

SON03205 Großwasserbad 271008